

PRODUCT BROCHURE

# TRIOS: Data analysis & graphs V5.9

TRIOS: Data 분석과 그래프 V5.9

# TRIOS: Data analysis & graphs V5.9

## TRIOS: Data 분석과 그래프 V5.9

Number TMK0038a-1

목 차		
<b>1</b>	<b>TRIOS 개시</b>	3
<b>2</b>	<b>File open/Save as</b>	4
	1) TA Jellybean	4
	2) Save as	4
<b>3</b>	<b>분석(analysis)</b>	5
	1) 기본적 절차	5
	2) 수정 기능	7
<b>4</b>	<b>분석 모델</b>	10
	1) 특정 기능(function)	10
	2) Tools	11
<b>5</b>	<b>Graphs: 'Edit' tab</b>	12
	1) 변수(variables)	12
<b>6</b>	<b>Graph: Format tab</b>	14
	1) format	14
	2) show	15
	3) Overlay setting 방법 - File manager	16
	4) text	17
	5) Scaling	17
	6) Objects	17
	7) Annotate	18
	8) Draw	18
	9) Rescale	18
<b>7</b>	<b>Graph: pop-up menus, etc.</b>	19
	1) 축(axis) 관련	19
	2) Legend 관련	19
	3) 그래프 화면	20
	4) Graph 부분 확대	20
<b>8</b>	Curves tab	22
<b>9</b>	Copy the data to a spreadsheet file	23
	• Export file	24
<b>10</b>	TRIOS help file 열기	25

• 제작(2016-1-14)

• 개정(2025-11)

Discovery DSC/TGA 등 TRIOS를 사용하는 열 분석 장비나, ARES-G2/RSA-G2/Discovery HR 등 TRIOS를 사용하는 레오미터에서 얻은 결과는 TRIOS에서 결과를 분석해야 합니다.

그 전까지는 장비를 구동하는 operation program과 결과를 분석하는 analyze program이 분리되어 있었으나, TRIOS는 프로그램 하나에서 두 가지 일을 다 합니다.


## 1. TRIOS 개시



▲ 그림 1-1. TRIOS icon


TRIOS 최신 버전을 install하고 나면 그림 1 아이콘이 보입니다. 이 매뉴얼은 최소한 v5.9.0 이상을 기준으로 합니다.

이 아이콘을 double click하면 장비 종류를 고르는 화면이 나타납니다. 아래 그림은 TRIOS를 설치한 PC에 연결된 장비를 꺼 놓은 상태기 때문에 'offline' 이 보이는데(아예 연결 안 한 PC에서도 똑같습니다), 그래도 분석하는 데는 아무 상관이 없으니 그냥 진행해도 됩니다. 이 경우 맞는 장비 종류를 선택하고 'Connect' 버튼을 누르면 됩니다. 커서 연결된 장비는 배경이 연두색으로 표시됩니다.




▲ 그림 1-2. TRIOS: 시작 때 장비 종류(instrument type)를 고르는 화면


## 2. File open/save as

1) TA Jellybean: 맨 왼편 위의  icon. 여기를 누르면 이미 run이 끝난 file을 불러올 수 있습니다. 그림 2-1에서 보듯이, 'Open' icon으로 file browsing window를 열어서 불러 오거나(그림 2-2) 'recent Documents'에서 이전에

열었던 file들을 쉽게 불러올 수 있습니다. 기타 file 관리에 필요한 기능(save, save as...) 등이 들어 있으며, 'Instrument' tab에서 들어가는 'Options'도 여기서 들어갈 수 있습니다.




▲ 그림 2-1. TA Jellybean: file 관리




▲ 그림 2-2. TA Jellybean: file 관리 - 'Open' icon 클릭

2) 2025년 11월 현재 'Save as → Other formats'를 사용하면, TA의 구형 장비에서 사용하는 결과 파일(레오미터면 ARES Classic, 열분석기면 Universal analysis 2000용)로

버전을 낮추어 저장할 수 있습니다. 단 AR series의 분석 파일로는 낮추지 못합니다.




▲ 그림 2-3. 'Save as': TA Jellybean → 'Save as' → 'other formats'




▲ 그림 2-4. 'Save as': .JA file, .rad file 선택 가능

### 3. 분석(analysis)

- TRIOS를 사용하는 rheometer는 Discovery 시리즈의 열 분석기 건, Run을 수행하고 나서 분석할 때는 우선 file 불러오기를 해야 합니다. 보통 run이 끝난 직후 바로 분석하려면 default로 file graph 화면이 main에 열려 있을 것이기 때문에 대개 필요 없을 것입니다.
- Open 기능을 사용하여 불러온 후, graph 화면에서 그림 3-1에 번호가 있는 대로 분석을 진행하면 됩니다. 아래는 Discovery DSC에서 indium Tm peak의 사례입니다.
  - Menu의 'Analysis' tab 선택 ①
  - 분석에서 'Peak integration (enthalpy)' 선택 ②
  - Graph를 click하여, 분석할 범위를 'click & drag' 으로 선택 ③
  - 'Analyze' 버튼을 누른다 ④.
- 그림 3-2처럼 분석 결과가 나타납니다.



▲ 그림 3-1. Indium run: 결과 file이 open된 상태에서 indium Tm peak 분석의 순서




▲ 그림 3-2. Indium run: 결과 file이 open된 상태에서 indium Tm peak 분석 결과

근본적으로, thermal이건 레오미터건 TRIOS에서 분석 순서는 같습니다.

'open → graph 화면 → 분석 항목 선택 → 분석 그래프 범위 선택(click & drag) → Analyze' 입니다.


이번엔 Discovery DSC의 Tg 분석 기능을 통해 분석 그래프 범위 선택 등의 세부 기능을 봅시다.

TRIOS에서는 기본적으로 graph의 점을 클릭하면 아래처럼 X, Y 좌표가 뜹니다.




▲ 그림 3-3. Tg 분석: graph 점을 찍으면 좌표가 나타납니다.

그림 3-4처럼 Function에서 glass transition을 선택하여 먼저 분석을 마친 후, 이 분석 결과를 click한 후 위의 'Edit analysis' 버튼을 누릅니다.



▲ 그림 3-4. Tg: 'Edit analysis'

클릭하면 아래처럼 분석 세부 사항을 수정하거나 선택할 수 있는 sub-window가 뜹니다.






▲ 그림 3-5. Tg: 분석 세부사항 수정

3-5처럼 Cursors tab을 선택하면, X 범위를 입력하여 바꿀 수도 있고 아래 원형 cursor를 마우스로 움직여 범위를 조정할 수도 있습니다. 이것이 Q series의 분석 프로그램보다 편리합니다.


Parameters tab에서는 분석 option을 선택합니다. 다음 페이지 그림 3-6에는 'inflection', 'half height' 등 분석 option을 조정할 수 있는 메뉴가 보입니다.

Appearance tab은 문자 그대로 '외관'입니다. Line과 label color를 조절합니다. 'suppress label names'를 체크하면, 위 그림 3-5에 보이는 'midpoint (type)'이 없어집니다.

Labels tab은 화면에 보이는 것들을 조절합니다. 그림 3-7이 그 화면입니다.




▲ 그림 3-6. Tg: parameters, Appearance, labels tab의 내용



▲ 그림 3-7. Tg: labels tab에서 대부분 선택을 했을 때 추가로 나타나는 내용

labels tab에서 필요한 것을 추가로 선택하면 됩니다.



▲ 그림 3-8. Tg: 분석 완료

미분(derivatives) 기능은 이전의 Universal Analysis 2000에서는 'signal' 에서 선택 가능했으나, TRIOS에서는 Tools tab에서 바로 보입니다. 오른쪽 그림에서 작은 아래 화살표를 누르면 '어떤 변수에 대해 미분할 것인가' 를 선택할 수 있습니다. (현재 X축 변수, 시간, 온도).




## 4. 분석 model

- 1) Graph의 특정 function들: 가령 peak의 top point를 구한다든가, 특정 구간 내에서 signal의 maximum/minimum value 등을 구하는 경우입니다.

오른쪽 그림처럼 function 부분에서 select button을 누르면, 사용 가능한 분석 기능들이 나타납니다(그림 4-1).


열분석기에서 사용할 때는 당연히 rheology의 이론 모델은 나타나지 않습니다. (이에 대해서는 TNRK0001을 참고 바랍니다)




▲ 그림 4-1. Analysis models: 메뉴 선택 sub window

해당 함수를 클릭하면 설명이 맨 위에 나타납니다.

오른편 그림처럼 pulldown menu를 펴서 봐도 목록이 보입니다.






## 2) Tools



▲ 그림 4-2. Analysis models: Tools 선택 부분


- (1) Smooth: 문자 그대로 noise 등이 많이 낀 graph를 부드럽게 보이게 해 주는 기능.
- (2) Smooth/Adjust: 위와 같지만, smoothing하는 정도를 조절 가능합니다. 버튼을 누르면 오른쪽처럼 sub window가 나타나며, 당연히 bar를 오른쪽으로 가져가거나 큰 수를 넣을수록 smoothing을 더 '심하게' 진행합니다. 수행 후 OK button을 누르면 됩니다.
- (3) Shift/Rotate: graph를 수평 이동하거나, 회전시키는 기능
- (4) Accept/reject: 위 (1)~(3)의 기능을 수행하여 그래프를 변경시킨 후, 변경한 대로 사용할거나 말거나의 기능. 마음에 안 들면 reject button을 누르면 됩니다.
- (5) Transform: 특수한 수학적 변환을 수행하는 기능. 주로 rheology 쪽에서 쓰이는데, 가령 oscillation test의 점도 data를 Cox-Merz law를 이용하여 flow test의 점도 data로 바꾼다든가 하는 기능입니다. 오른쪽의 목록을 보면, 특정 결과 file에서 어떤 것이 가능한지 알 수 있을 것입니다. (대부분이 불가능한 것처럼 보이는 이유는, 해당 측정 파일의 방식에서 사용할 수 있는 기능은 항상 몇 개가 안 되기 때문임)
- (6) Create file: 분석이나 변경한 함수들을 새 tab에서 보여주는 기능. 이 버튼을 누르면, 그림 4-3처럼 새 tab에서 분석 결과를 볼 수 있습니다. 그림 4-3은 'frequency sweep의 G' 결과를 'continous relaxation spectrum'으로 분석하고 'create file' button을 눌러 얻었습니다.



▲ 그림 4-3. Create file: 분석 결과를 새 tab으로 끌어낸 모습

## 5. Graphs: 'Edit' tab


분석 절차를 수행하기 위해서는 특정 변수(variable) 와 해당 그래프를 유연하게 조작할 수 있어야 하며, 이러한 기능은 대부분 'Edit' 탭에 집중되어 있습니다.




▲ 그림 5-1. Edit tab: 전체 모습

### 1) 변수(variables)


DSC면 heat flow, rheometer면 storage/loss modulus 등 다양한 변수들을 조합하여 graph에 plotting하게 됩니다. 이 때 필요한 변수를 골라 그래프 상에 나타내야 하는데, 그 때 사용하는 버튼이 'select' 입니다.



이 버튼을 누르면 다음 페이지 그림 5-2처럼 'Graph variables' 창이 나타납니다(이것은 rheometer의 화면임). 여기서 X, Y1, Y2 등의 축에 어느 특정 변수를 사용할 것인가는 그림에 붙어 있는 번호 순으로 하면 됩니다.




▲ 그림 5-2. 'graph variables': 기본 화면. 1번은 graph에 넣을 축 선택, 2번은 변수 선택.




▲ 그림 5-3. 'graph variables': 'Extended list'. 여기서 흔히 안 쓰는 variables 선택




위 그림 5-2에서 Save 버튼을 누르면 해당 file의 설정을 저장할 수 있으며, 오른쪽 메뉴에서 그것을 불러오거나 저장 또는 default로 되돌릴 수 있습니다.




## 6. 'Format' tab



1) Format: 왼편 icon은 curve의 색이나 line 등을 조절하는 'curves format' 이며, 오른편 icon은 graph를 설명하는 legend를 조절합니다.




▲ 그림 6-1. 'curves format' : graph color, file, symbol 등을 조절 가능합니다.



'format legend' icon에서는 legend에 표시되는 것을 조절한다. 물론 바로 옆의 'Show' (다음 페이지)에서 Legend를 체크해야 활성화됩니다.

Default는 다음 페이지 그림 6-3에 나오는 것과 같은데, 이 상태에서는 그래프 화면의 모든 curve line에 대해('every curve') 'file name'(1000cP oil 40PP steady 2), 'variable(stress와 viscosity)', 'Units(Pa, Pa.s)' 가 표시됩니다.



▲ 그림 6-2. 'format legend' : menu

+	1000cP oil 40PP steady 2 -pp.Flow sweep - 1 -pp (Viscosity $\eta$ (Pa.s))
+	1000cP oil 40PP steady 2 -pp.Flow sweep - 1 -pp (Stress $\sigma$ (Pa))
+	1000cP oil 40PP steady 2,Flow sweep - 1 (Viscosity $\eta$ (Pa.s))
+	1000cP oil 40PP steady 2,Flow sweep - 1 (Stress $\sigma$ (Pa))


▲ 그림 6-3. 'format legend' ; menu의 의미

2) Show


- Title
- Header
- Legend

(1) Header, title, legend

세 개를 다 선택하는 경우, graph는 아래 그림 6-4처럼 보입니다.  
의미가 무엇인지 분명할 것입니다.



▲ 그림 6-4. Header, title, legend의 의미




▲ 그림 6-5. Legend로 overlay graph 식별하기

overlay한 graph들이 뭐가 뭔지 잘 구별이 안 될 때가 있습니다.  
이 때 legend를 넣어서 보려고 하는 graph의 이름을 클릭하면,  
해당 graph line에 동그라미 마크가 뜹니다.  
그림 6-5 참고.


### 3) Overlay setting 방법 - File manager



- (1) 일단 2~4페이지에 적은 것처럼 overlay할 file들을 불러옵니다(물론 적어도 2개 이상). TA Jellybean을 쓰는 방법 말고도 보통 TRIOS 화면 왼편에 배치되는 'File manager'를 쓰는 방법도 있습니다.




▲ 그림 5-3-3. 'File manager' 화면. File open 아이콘 및 열어 놓은 file을 표시가 보입니다.

- (2) 그림 6-5의 graph화면에서는 현재 'freq (1)' file의 graph가 보입니다. 여기에 'freq' file의 frequency sweep graph를 추가하려면, 오른쪽 그림처럼


- 먼저 results 창에서 해당 file의 해당 segment를 클릭하여 선택해 놓습니다.
- 다음에 위 toolbar에서 'send the graph to the active graph' button  을 클릭합니다.
- 아니면 클릭한 해당 segment 위에서 마우스 오른쪽 버튼을 누르면, popup menu에서 'send to graph' button을 선택할 수 있습니다.

이 과정을 거치면 이미 열어 놓은 file 위에 overlay를 만들 수 있다. 아니면 아예 새 tab을 열어서 overlay를 따로 만들 수 있는데, file manager toolbar에서  (send to a new graph)를 클릭하면 선택해 놓은 segment가 새 graph 화면으로 넘어갑니다. 여기에 다른 segment의 graph를 추가하는 것은 위와 요령이 똑같습니다. 넣어 놓은 overlay를 지우려면 없앨 graph를 선택하고  (remove the selected data from the active graph)를 씁니다.




4) Text

Legend, 분석 결과, Annotate 등 화면에 나오는 text 모양과 크기 등을 바꾸려면, text를 클릭하여 선택한 후 여기서 조절하면 됩니다.



5) Scaling

그래프의 축 범위를 조정하는 기능. Icon 모양을 보면 의미가 명백할 테니 길게 설명하지 않겠습니다. 두 페이지 뒤의 'rescale' 과도 기능이 같습니다.





6) Objects


이 부분은 그래프에 관계된 외관 및 기타 사항들을 주로 다룹니다.

(1) curve value: curve 특정 point의 값을 볼 수 있습니다. 기본적으로 오른쪽 그림처럼 graph 위의 data point를 클릭해야 icon이 활성화됩니다. (오른쪽 그림 참고)



활성화된 후 서브메뉴 pulldown button을 누르면 다음 페이지와 같은 메뉴가 나옵니다.




맨 위 'Stamp selected point'를 찍으면 해당 point의 X, Y 값이 그래프 상에 나타납니다. 그 두 개 아래의 'Stamp point properties...'를 선택하면 X, Y 값 외의 다른 값들도 나타나게 할 수 있습니다. (그림 5-4)



◀ 그림 5-4. 'Stamp selected point...': 다른 것도 메뉴에 나타나게 할 수 있으며, 수치 표시를 point와 화살표로 연결도 가능합니다.




7) Annotate



그래프에 글씨를 삽입하는 기능. 위 icon을 누르면 cursor가 십자 모양으로 바뀌고, 이것을 click & drag 하여 글씨를 넣을 부분을 만들 수 있습니다.

8) Draw



graph 안에 선이나 몇 가지 그림을 넣는 기능

9) Rescale




graph scale을 조정


- Full scale all

- Manual rescale: 누르면 다음 sub 창이 뜹니다.  
여기서 해당 축 plotting 방식(linear, log10, loge), 절대값, 자동과 수동 설정 등을 선택할 수 있습니다.  
바꾸고 'Apply'를 누르면 됩니다.

- Rescale to full scale
- 기타 기능: stack axis는 '모든 축의 graph들을 층층이 쌓아서 복잡하게 꼬인 것을 알아보기 쉽게 만드는' 기능입니다.




▲ 그림 5-6. Manual rescale sub window




(1) Axis properties

Graph 화면에서 축을 선택한 후 여기의 log, absolute, invert를 체크하면 그에 따라 scale이나 크기가 바뀝니다. 당연히 log는 축을 log scale로, absolute는 절대값, invert는 plus/minus 부호를 바꿉니다. (log와 invert를 조합하면 log 값의 부호가 바뀌므로, 축 값 1을 중심으로 위아래가 바뀌게 됩니다).



(2) Presentation

특정 graph setting을 file로 저장해 놓았다가 불러들여 다시 사용하거나, default로 지정할 수 있는 기능입니다.




## 7. Graph: pop-up menus, etc.

위에서 설명한 대부분의 graph 관련 기능들은, graph 화면에서 마우스 오른쪽 버튼(pop-up menu)을 사용하거나 하면 쉽게 찾아 사용할 수 있습니다. 대부분은 해당 부분에 마우스를 가져가 오른쪽 버튼을 쓰면 됩니다.


1) 축(axis) 관련

오른편처럼 해당 축을 선택하고(아니면 변수명 - G' 등이 있는 부분을 클릭), popup menu를 띄웁니다. 대부분의 관련 사항은 본 지침에 따라 적절히 처리할 수 있습니다.




2) Legend 관련

오른쪽처럼 선택 변수나 file legend 위에서 pop-up menu를 쓰면 쉽게 분석, 변수 선택 등의 메뉴로 들어갈 수 있습니다. Submenu 되는 것들도 선택 가능하니 참고 바랍니다. 이 메뉴는 기본적으로 graph point나 line에서 나타나는 pop-up과 똑같습니다.



### 3) 그래프 화면


그래프 point/line이 없는 빈 곳을 double click하면 기본으로 그림 5-2의 'graph variable(=select variables)'이 뜹니다. 빈 곳에서 뜨는 pop-up menu는 오른쪽 그림과 같습니다.



### 4) Graph 부분 확대


부분을 확대해 보려면 다음 절차를 따르면 됩니다.

- (1) 확대해 볼 영역을 둘러싸도록 'click & drag' 합니다.




▲ 그림 7-1-1. 부분 확대 (1): click & drag

- (2) 제대로 진행되면 그림 6-1-2처럼, 그림 6-1-1의 점선 부분이 커져서 나타납니다. 화면 오른쪽 아래 구석의 icon을 클릭하면, 전체 그림에서 확대도의 위치를 나타내는 작은 창이 사라집니다.




▲ 그림 7-1-2. 부분 확대 (2): click & drag 후.

(3) Click & drag 해 놓고 그 안에서 pop-up menu를 띄우면 오른쪽 그림의 메뉴를 쓸 수 있습니다.




(4) Scale bar

각 축 바깥쪽을 보면 bar 하나를 볼 수 있습니다. 이 bar를 사용하여 scale을 바꿀 수 있습니다. 우선 full scale을 해 놓은 상태에서는 아래 그림의 moving bar가 정확히 scale bar의 중간에 위치합니다.



현재 X축의 전체 scale(full scale)은 0.01 ~ 1000입니다. 이 전체 크기를 바꾸지 않고 더 작은 쪽으로 이동하려면, moving bar의 가운데 부분을 click & drag하여 왼쪽으로 옮깁니다.




물론 더 큰 쪽으로 가려면 오른쪽으로 당기면 됩니다.

현재 X축의 전체 scale을 더 낮은 쪽으로 확장하려면, moving bar의 왼편 버튼을 click & drag하여 왼편으로 옮기면 됩니다.

물론 더 큰 쪽으로 가려면 오른쪽 버튼을 오른쪽으로 당기면 됩니다.

## 8. Curves tab

위에서 대부분의 graph 관련 기능들을 설명했지만, 일부는 curve tab에서 사용해야 합니다.



### 1) Variable

각 변수들을 Color, Symbol, Line style, Extra Symbol로 구분 가능합니다.

### 2) Step

Step 역시 Color, Symbol, Line style, Extra Symbol로 구분 가능합니다.

### 3) File


Step과 동일 합니다.

### 4) Symbol density

graph line 위에 symbol을 얼마나 많은 포인트로 표시하냐를 의미합니다. Every point는 data point마다 symbol을 하나씩 꼭 넣는다는 의미고, fine/medium/coarse 정도로 구분하고 있습니다.

이 정도면 그래프 표기를 바꾸기 위한 Curve Format 정도는 쉽게 사용하실 수 있을 것입니다.


TRIOS의 분석과 graph를 다루는 기능의 기본은 전부 다뤘습니다. 추가 기능 중에 'Graph properties' 라는 기능이 있는데, 오른쪽 그림에서 보듯이, 그래프 화면의 모든 특성을 수정할 수 있습니다.



## 9. Copy the data to a spreadsheet file


TRIOS data를 Excel 등의 spreadsheet file로 복사하고 싶은 경우, 아래와 절차대로 진행하시면 됩니다.

- 1) 해당 file을 열면, 기본적으로 열리는 가운데 화면의 아래 tab들이 'Experiment - spreadsheet - graph' 순서로 배열되어 있는 것을 볼 수 있습니다.



위에서 맨 왼편 tab은 실험 procedure, 가운데는 spreadsheet data, 오른편이 graph 화면입니다.


- 2) 파일을 여럿 열었다면, 복사하고 싶은 file을 file manager에서 고릅니다(그림 7-1에서 1).



▲ 그림 9-1. Spreadsheet copy


- 3) 가운데의 spreadsheet 표시 tab을 고릅니다. (2)
- 4) Spreadsheet의 왼편 위 cell을 클릭합니다(3). 그러면 올라와 있는 변수 data 전체가 선택이 됩니다. 만약 원하는 변수가 없다면 바로 아래 과정에서 'select variables...'를 선택하여 추가합니다.
- 5) 마우스 오른편 버튼으로 popup menu를 띄웁니다(4).
- 6) 'Copy'를 선택한다(5). 그러면 clipboard로 복사됩니다.
- 7) MS Excel 등에 붙여넣는다. 그러면 data 부분의 종류와 수치들이 붙습니다. 이것 외에 약간 다른 방법이 있다. 정식 'Export' 기능입니다.

- 8) 아래 그림 9-2처럼 file manager에서 해당 segment에서 pop-up menu를 띄웁니다.  
Export 기능에서는 'To plain text..', 'To Excel', 'To Xml...'을 선택 가능합니다.



▲ 그림 9-2. Export 기능

- (1) To Excel: 아래처럼 적절히 선택하고, 아래 윈도우 아래쪽의 OK 버튼을 누르면 됩니다.



▲ 그림 9-2-1. Export: export to excel


	A	B	C	D	E
1	Ramp 20.00 °C/min to 0.00 °C				
2	Time	Temperature	Heat Flow (Normalized)		
3	min	°C	W/g		
4	10	-74.18	0.086		
5	10	-74.19	0.086		
6	10	-74.21	0.086		
7	10	-74.22	0.086		
8	10	-74.23	0.086		
9	10	-74.25	0.086		
10	10.01	-74.26	0.086		
11	10.01	-74.27	0.086		
12	10.01	-74.28	0.086		
13	10.01	-74.3	0.086		
14	10.01	-74.31	0.086		
15	10.02	-74.32	0.086		
16	10.02	-74.34	0.086		
17	10.02	-74.35	0.085		
18	10.02	-74.36	0.085		
19	10.02	-74.37	0.085		

▲ 그림 9-2-2. Export: export to excel (2)


- (2) To Xml: help menu에서 'Export data' 를 보시기 바랍니다.

# 10. TRIOS help file 열기


TRIOS 내부에서 보려면, 다음 페이지의 View tab에서 오른쪽 끝에 help icon이 있습니다. 이것을 클릭하면 됩니다.




또는 hard disk 위치 C:\Program Files\TA Instruments\TRIOS\Help\ 밑에 해당 장비 folder로 들어갑니다. 해당 html file을 double click하면, TRIOS program을 띄우지 않아도 help를 볼 수 있습니다.



혹시 Discovery DSC를 쓴다면(다른 TA 장비들도 동일하게 진행하면 됩니다.), 다음 페이지 그림처럼 Help/DSC folder로 들어가면 됩니다. 여기서 검색 기능을 사용하면 대단히 자세한 매뉴얼을 볼 수 있습니다.



그리고 'Getting Started' pdf들이 있다. 바탕 화면을 보면 기본적으로 오른쪽의 icon이 보일 것입니다. 이 책 모양의 icon을 더블 클릭하면 여러 액세서리, 본체 등의 기본적 사용법을 볼 수 있습니다.





© TA Instruments Korea – Waters LLC. TMK0038a-1 Tel. 02-3415-1500, Fax. 02-3415-1515  
Contact to <https://www.tainstruments.com/contact/>